

PHARMASTERIL FAZZOLETTO BARATTOLO

Fazzolettino per la detersione e disinfezione di dispositivi medici non invasivi di classe IIa

Testato su virus HIV, HBV, Herpes virus e virus H1N1 (influenza suina)

DISPOSITIVO MEDICO  0459

Composizione:	Sali d'ammonio quaternari, etanolo, mentolo, inibitori di corrosione
Aspetto: Profumo: pH:	FAZZOLETTINO bianco a perdere in Tessuto Non Tessuto Viscosa/Cellulosa dimensioni: cm 21 x 12,5 Mentolo 5,0 – 6,0
Confezioni:	- Barattolo da 100 strappi in cartone da 12 barattoli.
Proprietà e Vantaggi:	<p>PHARMASTERIL FAZZOLETTO è realizzato con standard qualitativi elevati e controllato a livello microbiologico</p> <p>Azione disinfettante</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ L'associazione fra sali quaternari di ammonio ed etanolo garantisce un completo spettro d'azione in tempi rapidi (5') nei confronti di batteri gram+ e gram- , funghi e virus. Testato anche sul virus H1N1. <p>Azione detergente</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PHARMASTERIL FAZZOLETTO svolge anche un'azione detergente senza lasciare residui untuosi. <p>Tollerato dalla cute</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PHARMASTERIL FAZZOLETTO è ampiamente tollerato dalla cute.
Indicazioni d'uso e Applicazioni	PHARMASTERIL FAZZOLETTO è consigliabile per la disinfezione rapida, specialmente in caso di rischio infettivo, di: Strumenti chirurgici non invasivi; Superfici; Lettini Medici; Ambulanze; Termometri e suppellettili ambulatoriali; Stetoscopi; Materiali di kinesiterapia, podologia.

Informazioni riservate a personale qualificato